

Automata gőzsterilizátor

1. Általános tudnivalók

Az automatikus gőzsterilizátor (a továbbiakban: sterilizáló) precíziós az egyszerű, gyors és hatékony műveletekre szakosodott műszer az orvos vagy asszisztensei sterilizálják. Az orvos vállalja a felelősséget ilyen munkára.

A sterilizátor mikroprocesszort alkalmaz az intelligens vezérlés érdekében, ami ezt teszi könnyen kezelhetővé. Teljesen automatizált vezérlés, dinamikus paraméterek és állapotkijelzés. Automatikus hibadiagnosztika, túlmelegedés, túlnyomás automatikus védelem a biztosításhoz a sterilizálás és fertőtlenítés megbízhatósága.

1. Aljzat
2. Biztosíték
3. Tartály leeresztő
4. Kondenzvízgyűjtő tartály leeresztője

CIKKSZÁM. ÉS MEGADÁSA

WR-xx x-x

2. Szerkezeti jellemzők és alkalmazási kör

λ A sterilizálás tartozékai a következők: Sterilizáló kamra, Ajtóegység, Szigetelő egység, Csőrendszer, Biztonsági szelep, Vezérlőrendszer, Tároló tartályok, hulladék víztartály, gőzgenerátor és így tovább

λ A vákuumszivattyú háromszor pulzál, így kevesebb levegő marad a kamrában jobb sterilizáló hatást biztosít.

λ Az LCD képernyőn megjelenik az összes sterilizálási adat, ami biztosítja a jobb vezérlést sterilizálási folyamat

Cikkszám (A-Z)

A sterilizáló fokozat (B fokozat, S fokozat, N fokozat)

Sterilizációs kamra térfogata (L): 23,22,18,17,16,12,08

Kisméretű automata sterilizáló

Biztonsági szelep beszerelve a sterilizátorba, ha a nyomás meghaladja a 0,27 MPa-t. A mérleg nyomást biztonsági szeleppel lehet engedni a biztonságos működés érdekében.

λ A hangszer önvédelmi funkcióval rendelkezik. Amikor a víztartály Vízhány, ill a vízelvezető tartály megtelt, a gép befejezi az aktuális sterilizálást ciklust, de nem indíthatja el a következő műveletet, hacsak nem ad hozzá vizet, vagy nem engedi le a vizet teljes. Hangjelzés figyelmezteti a felhasználókat a víz hozzáadására vagy leeresztésére

λ Ez a termék alkalmazható fogászati készülékben, műtéti eszközben, egészségügyi a Fogászati Osztályon meglévő anyagok és egyéb hőálló cikkek, szemészeti sebészet és labor

3. Tech. Paraméter

A sterilizáló belső kamrája (átmérő X mélység):

18L: 245mm X 350mm 23L: 245mm X 450mm

A sterilizáló termék mérete (hossz*szélesség*magasság):

23L: 660mm X 442mm X 380mm

18L: 540mm X 442mm X 380mm

Kapcsolódó feszültség: 220V/50Hz, 110V/60Hz

Kapcsolódó teljesítmény: 1800W

Sterilizálás (nyomás/hőmérséklet):

90~130KPa/121°C (normál légköri nyomás)

20~230 KPa/134°C (normál légköri nyomás)

Biztonsági fokozat: I. fokozat

Biztosíték: T15A

Víztartály Úrtartalom: 2L

Minden ciklus vízfogyasztása: 0,3L

Minimális tartályszint riasztás: 0,5L

Működési hőmérséklet: 0-40 °C

5. Telepítés

A Sterilizátor külső oldalfelülete és a környezet közötti távolság a szomszédos cikkek megtartott állapotban 10 cm-nek, a felső felületnek pedig 20 cm-nek kell lennie megtartva.

Az autokláv külső felületére erősített léghűtő ablaknak kell lennie ne tömítse el por vagy tárgyak, és az autoklávot a megfelelő levegőben kell elhelyezni áramló környezet a szállító ajánlása alapján.

A vízszintes munkalakra sterilizátort kell felszerelni.

ELŐKÉSZÜLETEK MŰKÖDTETÉS ELŐTT

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

V. Használat előtt csatlakoztassa jól az áramforráshoz. Csatlakoztassa a tápfeszültséget forrás lyuk az autokláv hátulja bal oldala alatt és a tápcsatlakozó a csatlakoztatott tápkábelt a termék csomagolásába az autokláv bekapcsolásához.

Nyomja le a fő bekapcsológombot az elülső oldal jobb alsó sarkában, amikor a jelzőfény világít, ez azt jelenti, hogy az autokláv sikeresen csatlakoztatva van tápellátás, és a folyamat inicializálási állapotban van, és az „LD” látható a kijelzőn képernyő. Az autokláv ilyen inicializálási állapotban nem melegszik fel

B. Vízfeltöltés

A sterilizátor bekapcsolása után a kijelző panelen a víz üres és a jel látható berregő hangok. A felhasználónak desztillált vizet kell töltenie a felső vízbevezető nyílásból, használja a ingyenes csészék, majd indulhat a gép (az első használathoz 2000 ml-re van szükség desztillált víz. Töltsön fel 1500 ml desztillált vizet minden alkalommal, amikor észreveszi a vizet hiány a jövőbeni műveletekben). Eközben kérjük, engedje le a szennyvizet a szennyvíztartály a sterilizátor normál használatának biztosítása érdekében. Különben lenne abnormális hang és hatású sterilizáló hatás lehet.

Figyelmeztetés: Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a sterilizátor kamrájának rézszűrőjét kerülje el a szűrő eltömődését, és befolyásolja a kipufogót és a vízvezetést. Pazarlás a víztartályt minden leeresztés után ki kell tisztítani.

Megjegyzés: A desztillált vizet fel kell használni a gép élettartamának meghosszabbítására A sterilizátornak át kell jutnia az árammal, és meg kell tartania a jelzőfényt, hogy függőben legyen állapot a víz feltöltése előtt.

λ Az egyszeri vízfeltöltés maximális térfogatát a „du” hang hallatán kell megjegyezni emlékeztető víz tele.

λ Kérjük, tölts fel a víztartályt, miután látja a víztöltésjelzőt, és meghallja a riasztást, mert elegendő víz van még egy működő újrahasznosításra, hogy biztosítsa a sterilizáló normál és biztonságos működése. Amikor a vízjelző lámpa kialszik, zárja be nyissa ki a sterilizáló kamrát, és kezdje meg a sterilizálást

6.Vezérlőpult

Egy menü

- υ 1. Rendszeridő
- υ 2. Kamranyomás valós idejű: KPa
- υ 3. Kamra hőmérséklet valós idejű: °C
- υ 4. Jelenlegi üzemmód
- υ 5. Az aktuális munkaállapot
- υ 6. A gép teljes ciklusa
- υ 7. Sterilizátor külső falhőmérséklete
- υ 8. Gőz hőmérséklet
- υ 9. Szennyvíztartály szintje
- υ 10 desztillált víz tartály szintje
- υ 11 Biztonsági kapu állapota
- υ 12 Hibakód

5

B、Paraméterbeállítás menü

υ Működési modell

- 1、Csomagolatlan fém: 121 °C, alapértelmezett sterilizálási idő 15 perc, vákuum: 1 ciklus
- 2、Csomagolatlan fém: 134 °C, alapértelmezett sterilizálási idő 4 perc, vákuum: 1 ciklus
- 3, becsomagolt: 121 °C, alapértelmezett sterilizálási idő: 15 perc, vákuum: 3 ciklus
- 4、Csomagolt 134 °C, alapértelmezett sterilizálási idő 4 perc, vákuum: 3 ciklus

5、 Pamut 121 °C, alapértelmezett sterilizálási idő 15 perc, vákuum: 3 ciklus
6, műanyag 121 °C, alapértelmezett sterilizálási idő 15 perc, vákuum: 1 ciklus

↳ Sterilizálási idő:

Mód: 1, 3, 5, 6 választhat 15 perctől 30 percig

Mód: 2, 4 választhat 4 perctől 20 percig

↳ Száradási idő: 12 perctől 30 percig választható

↳ Vákuumos ciklus: 1 ciklustól 3 ciklusig választhat

↳ Háttérvilágítás: 3 fokozat közül választhat

↳ Nyelv: választhat angol vagy török nyelvet

↳ Rendszeridő: állítható

C、 Beállítás gomb

Nyomja meg ezt a kapcsolót a paraméter beállítási oldalra

D、 Kiválasztás gomb

Válassza ki a programot, és állítsa be a sterilizálási időt

E、 Select Button

Válassza ki a programot, és állítsa be a sterilizálási időt

F、 Start/Stop/Confirm gomb

nyomja meg ezt a gombot, a gép elkezd dolgozni

Nyomja meg ezt a gombot 5 másodpercig az üzemmódból való kilépéshez

+A paraméter beállításnál ez a gomb megerősítési funkcióként szolgál

7. Működés

A. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, a sterilizáló már kezdeti állapotban van, az állapotkijelző „LD”. Nyomja meg a művelet elindításához, ha nem kell paramétert beállítani. Ban ben Ha a paramétert be kell állítani, kövesse az alábbi lépéseket.

B. Paraméterek beállítása

Nyomja meg a Setup gombot, hogy belépjen a paraméterbeállításba. A választáshoz nyomja meg a Select gombot

az üzemmódok, a sterilizálási idő, a szárítási idő, a vákuumciklus, a háttérvilágítás fényerő, nyelvi verzió és idő. a megfelelő paraméterek villognak amikor kiválasztják.

Paraméter beállítása: nyomja meg a megerősítő gombot, amikor a paraméter megfelel villog a paraméter beállításához. Nyomja meg a kiválasztó gombot a kívánt kiválasztásához paraméter. Nyomja meg a megerősítés gombot, hogy kilépjen a beállításból, ha végzett, majd a program automatikusan a következő paraméterbeállításra ugrik, a kezelő ezt megteheti egymás után módosítsa a beállításokat. Nyomja meg a beállítás gombot, hogy visszatérjen a főmenübe

6

minden beállítás kész.

C. Válassza az Üzemmódot, és tegye a sterilizáló termékeket a sterilizálóba.

Megjegyzés: Az egyedi sterilizáló terméket a műszertálcára és a műszertálcára kell helyezni

A maximális tömeg nem haladhatja meg a 2 kg-ot. Minden műszertálca réteg

maximális terhelés 3 kg. A készülék összsúlya nem haladhatja meg a 6 kg-ot. A

rést kell hagyni a műszer között az áramlás megkönnyítése érdekében

gőz. Javasoljuk, hogy használja a mellékelt kézi műszertálcát

helyezze a sterilizáló kamrába az égési sérülések elkerülése érdekében

D. Csukja be az ablakot, és fordítsa el a fogantyút a maximális helyzetbe.

Megjegyzés: Az autokláv helyiségében lévő hő levegő és gőz miatt normális, ha erősnek érzi magát ellenállási erőt az ajtó bezárásakor. Kérjük, erősen csukja be az ajtót

és fordítsa el a fogantyút a másik oldalra, vagy zárja be az ajtót, miután megszáradt a belső víz

gőzölje be úgy, hogy kényelmesen becsukja az ajtót, vagy tolja egy kicsit a szoba felé

miközben forgatja a fogantyút is.

E. Nyomja meg a működés megkezdéséhez, a kezdeti állapot „LD”. Amikor a „HE” jelenik meg, az azt jelenti a sterilizáló elindítja az automatikus sterilizálási folyamatot. A folyamat során Ön

élvezheti a szabadidős pillanatot a sterilizáló automata funkciójával, vagy megteheti

ügyeljen az egyéb munkákra, mert a sterilizátor automatikusan működik a

melegítési, sterilizálási és szárítási folyamat, amely körülbelül 40-70 percet vesz igénybe

a teljes folyamathoz különböző beállítások szerint.

A teljes folyamat időtartamát a teljes mennyiség határozza meg

berendezés a sterilizáló helyiségben, az autokláv kezdeti hőmérséklete és a felhasználó által választott sterilizálási eljárás.

Megjegyzés: Ha az ajtó nincs teljesen becsukva, lenyomásakor egy „LD” villog „START/STOP” gomb. Kérjük, zárja vissza az ajtót, különben az autokláv nem tud elindulni dolgozó. Ha az ajtó nyitva van a munkafolyamat közben, a munkaállapot-kijelző megjelenik villog az „E5” riasztásként, és az autokláv leáll, amíg újra nem indul az áramellátás kikapcsolása és a riasztó kikapcsolása.

F. Ha az állapot „ED” jelenik meg, az azt jelenti, hogy a folyamat befejeződött, és a berregő hang. Kinyithatja a sterilizáló ajtaját, és kiveheti a sterilizált termékeket. Az állapot visszaáll a kezdeti állapotra, miután a sterilizáló ajtaja kinyit, és vár a következő hősterilizálási eljárások. Új sterilizálás megkezdése előtt eljárások, a sterilizálás szigetelő állapotú lesz.

G. Kérjük, kapcsolja ki a fő áramellátást, ha nem használja az autoklávot. (A ki van kapcsolva a tápellátás jelzőfénye)

Figyelmeztetés: Kérjük, ne nyissa ki az autokláv ajtaját, ha a nyomás magasabb, mint „6 KPa”.

A beszállító minden sterilizálási folyamat során javasolja, hogy helyezzen be speciális sterilizáló papírt vagy a sterilizáló hatás utasítással megjelölt zacskókat a tárggyal együtt a helyiségbe a sterilizáló hatás felelősségét biztosító készülék.

8. Csomagkérés

A. A csomagolóanyagoknak lehetővé kell tenniük a belső levegő és gőz kiürítését. Napi használat alumínium dobozokba és zománczott dobozokba nem szabad tárgyakat elhelyezni sterilizált, A csomag automatikusan nyitható és záró funkcióval ill légtelenített készülékekkel.

B. Általánosan használt csomagolóanyagok, beleértve a pamutszövetet, az eldobható nem szőtt anyagot, eldobható kompozit anyagok (például papír és műanyag csomagolás), Szellőztetett fém vagy üvegedények. Az anyagok csomagolása előtt alaposan meg kell vizsgálni, hogy a hiányos sérült.

C. Az új pamutot használat előtt ki kell mosni; csomagolóanyagok és tartályok ismételt használat esetén minden tisztítás után újra fel kell használni, hogy elkerülje a hatást a sterilizáló hatás a permeabilitásért.

D. A tányérok, edényeket, edényeket és egyéb edényeket egy csomagban és a fedél nyitva. Ha több csomag együtt van, az edények nyitott szája ugyanabban az irányban kell lennie. Az edények tárolása során nedvszívó törülközőt kell biztosítani vagy gézzel az edények szétválasztására, hogy megkönnyítse a gőz behatolását;

E. A sterilizált tárgyakat szét kell szerelni, hátha szétszedhető, pl. a fecskendő csomagolását, a matricát ki kell venni. Az egyénnek olyannak kell lennie a cikk szabadon hagyott felülete (például az ollót és a csipeszt teljesen ki kell feszíteni) megkönnyíti a hozzáférést minden felülethez, sterilizáló felülethez. Vannak hálós tartályfedelek nyitottnak kell lennie, tedd lefelé nyílónak vagy oldalt;

F. A kötés legyen laza és ne legyen túl szoros

9. Betöltési módszer

A. Az elővákuumsterilizáló terhelhetősége nem lehet az 5%-a (vagy 10%-a) és a 90%-a között. kamra térfogata. Ellenkező esetben "kis terhelési hatás" és maradék levegő keletkezik befolyásolja a sterilizáló hatást;

B. Kérjük, sterilizálja az azonos típusú terméket. Abban az esetben, ha vannak különböző típusú termékek együtt kell sterilizálni, A hőmérsékletet és az időt úgy kell beállítani, mint a termék, amely a leghosszabb időt és legmagasabb hőmérsékletet igényli.

C. Elegendő résnek kell lennie a termékek között a termékek betöltésekor, hogy biztosítsa gőz és levegő áramlását.

D. Helyezzen nehéz sterilizálható terméket a tetejére, egy könnyen sterilizálható terméket a tetejére alsó réteg. Töltsön fémterméket az alsó rétegre, és szövettermékeket a felső rétegre. tételek nem lehet betölteni ütköző ajtók és falak, hogy megakadályozzák a belélegzést több sűrített víz;

E. A fémcsoomagokat laposan kell betölteni. Lemezek edények tálak és így tovább kell függőleges helyzetbe rakva. a szöveteket függőlegesen összehajtott állapotban kell betölteni helyezze vízszintes irányba. Üveg és egyéb nyílásokat le kell tenni ill oldal. Ezek elősegítik a gőz kiáramlását a levegőbe;

10. Használja a figyelmeztetést

- A. Sterilizálás után a termékeket gondosan meg kell vizsgálni és megfelelő helyre kell tenni helyre az újraszennyeződés elkerülése érdekében
- B. A sterilizált termékek nem keverhetők nem steril termékekkel
- C. Ellenőrizze a sterilizált termékcsomag tökéletes állapotát. Ha a csomag sérült, a termék nem használható steril termékként.
- D. A sterilizált terméket azonnal fel kell használni, vagy tiszta és száraz helyen kell tárolni elhelyezkedés.
- E. A sterilizált termékszállító eszközöket minden nap tisztának és sterilizálni kell, és meg kell őrizni száraz. A szerszámtárolónak tisztának kell lennie, és kerülni kell a szennyeződést

11. Mód paraméter

Kód	Mód	Hőmérséklet (°C)	Nyomás (Kpa)	Sterilitási idő (min)	Szárítási idő (min)	Legmagasabb hőmérséklet (°C)	Kezdési hőmérséklet (°C)	Vég hőmérséklet (°C)
1	kibontott fém	134	210	4-20	12-30	135	room	90±5
2	kibontott fém	121	110	15-30	12-30	122	room	90±5
3	csomagolt	134	210	4-20	12-30	135	room	90±5
4	csomagolt	121	110	15-30	12-30	122	room	90±5
5	pamut	121	110	15-30	12-30	122	room	90±5
6	műanyag	121	110	15-30	12-30	122	room	90±5

12. Vészhelyzet

A működési idő alatt az autokláv automatikusan felveszi a riasztást, majd elengedi nyomást, állítsa le a fűtést és jelenítse meg a figyelmeztető kódot (a figyelmeztetés meghatározása kódja az alábbi táblázat: hibakód és megoldási mód) biztosítására a kezelő biztonsága vészhelyzet esetén.

Bármilyen vészhelyzet előfordul, kérjük, ellenőrizze a figyelmeztető kódtáblázatot a probléma megoldásához

meghibásodások szerint. Ha nem megoldható, forduljon a forgalmazókhöz. Mi fogunk próbáljunk meg mindent megtenni, hogy rövid időn belül segítséget nyújtsunk.

Hibakód és megoldási intézkedések

Kód	Kijelző	riasztás	Hibás tartalom	Megoldó intézkedések
0	E0	"du" berregő	a kamra falának hőmérséklet érzékelője hibás	ellenőrizze a kamra falának hőmérséklet érzékelőjét
1	E1	"du" berregő	a kamra falának belső hőmérséklet érzékelője hibás	ellenőrizze a kamra belső hőmérséklet érzékelőjét
2	E2	"du" berregő	párolgató hőmérséklet érzékelő hibája	ellenőrizze az elpárolgató hőmérséklet érzékelőjét
3	E3	"du" berregő	a nyomásérzékelő hosszú vagy szivárog	ellenőrizze, hogy a nyomásérzékelő hosszú, vagy hol szivárog
4	E4	"du" berregő	állandó nyomásérték hiba fenntartása	ellenőrizze, hol van szivárgás

5	E5	"du" berregő	az ajtó nyitva van működés közben	ellenőrizze, hogy az ajtókilincs elég szoros-e
6	E6	"du" berregő	fokozott nyomáshiba	ellenőrizze, hol van szivárgás
7	E7	"du" berregő	nyomáskioldási hiba	ellenőrizze a nyomószelepet és a csővezetékét

13. Karbantartás és szerviz

A. Sterilizálja a tisztavíz-tartályt orvosilag hetente időben fertőtleníteni.

B. Fertőtlenítsse és tisztítsa meg a belső felületet autokláv helyiség havonta időben.

C. Cserélje ki az olvasztó készülék magját.

a. Kapcsolja ki az áramot

b. Forgassa el a biztosíték alját az óramutató járásával ellentétes irányban egy csavarhúzóval, hogy kihozza a biztosítékot

olvadó biztosítékot kell cserélni;

c. Cserélje ki az új biztosítékot, majd állítsa vissza a biztosíték alját az eredeti helyzetébe csavarhúzóval rögzítse az alapot az óramutató járásával megegyező irányban.

d. Ellenőrizze a kicserélt új biztosíték paramétereinek helyességét.

D. Rendszeresen tisztítsa meg a tömítőgyűrűt

A felhasználónak rendszeresen meg kell tisztítania a tömítőgyűrűt, hogy elkerülje a tömítőgyűrűt tömítés, amelyet a hosszú ideig tartó használat miatt megmaradt por/szennyeződés okoz. Használja a sima ruhát

desztillált vízzel, hogy óvatosan törölje le a tömítőgyűrű vagy a tömítősapka felületét.

A felhasználónak le kell ürítenie a tömítőgyűrűt további tisztításhoz vagy cseréhez, ha a levegőszivárgás problémája a fenti folyamat után nem oldható meg (A felhasználó köteles Rendszeresen ürítse ki a tömítőgyűrűt tisztítás és ellenőrzés céljából a szállító ajánlása).

E. A tömítőgyűrű cseréje

Szerszám: Egy lapos csavarhúzó (nincs éles él a fejnél)

a. Egyik kezével megfogja a tömítőgyűrű ajkát, a másik kezével helyezze be a tömítőgyűrűt csavarhúzót a tömítőgyűrű és az ajtó közötti hézagba az emeléshez fel a tömítőgyűrűt.

b. A gyűrű egy részének felemelése után kézzel kihúzhatja az egész gyűrűt.

A gyűrű kihúzása után mossa le a hornyát, és figyelje meg, hogy nem elromlott vagy nem a csere szükségessége miatt.

c. Tisztítás után helyezze vissza a gyűrűt az eredeti ajtó hornyába. Legfontosabb:

a betétmunkát a horonyhoz hasonlóan kell elvégezni A beépítés során a

A lefektetett gyűrű négy egyforma pontját először, majd később kell beilleszteni a horonyba ugyanazt a munkát a gyűrű többi szegmenséhez. Befejezés után, a tömítőgyűrűt egyformán nyomja meg a kéz erejével.

d. Megjegyzés: A gyűrű belső köre megemelkedhet, amikor behelyezi a gyűrűt

a barázda. Kérjük, a csavarhúzó segítségével óvatosan nyomja a horonyba.

Az autokláv behelyezése előtt kapcsolja ki kellőképpen az áramellátást és hűtse le az autoklávot gyűrű a forrázás elkerülésére.

F. A szervizelés vagy az alkatrészek cseréje előtt kapcsolja ki az áramellátást, és a szerviz ill a cseremunkát a szállítónak vagy az általa kijelölt technikuskak kell elvégeznie.

14. Szállítás és tárolás

A. Az előkészítő munka előtt

szállítás és tárolás

Kapcsolja ki az áramellátást, húzza ki a dugja be és hűtse le az autoklávot.

B. Vízelvezetés

Ürítse ki a víztároló tartályt és a hűtővíz gyűjtőtartályt; A terminál

a csatlakoztatott cső csatlakozó csatlakozás nélküli oldalát a vízbe kell helyezni

kilépő csatlakozási cső. A vízkilépő gomb elforgatása az óramutató járásával ellentétes irányban úgy hogy kiengedje a vizet.

C. Az autoklávot az alábbi feltételekkel kell átvinni és tárolni:

Környezeti hőmérséklet: -40°C -+55°C

Relatív páratartalom: < 85%

Légköri nyomás: 500HPA-1060HPA

Megjegyzés: Ne húzza vagy ejtse el szállítás közben.

15. Figyelem

1. Az autoklávot a vízszintes munkalpra kell helyezni.
2. A desztillált vizet az élettartam megőrzése érdekében kell használni.
3. A léghűtő ablak külső felületén nem lehet eltömődve.
4. A sterilizálandó tárgykészüléket a készülék lemezére kell helyezni elegendő hézag marad meg a sterilizáló belsejében a levegő keringése érdekében szoba.
5. Gyakran ürítse ki a vizet a hűtővízgyűjtő tartályból. Általában a hűtővízgyűjtő tartályt a víztároló tartály után ki kell üríteni kiürítve.
6. Munka közben az ajtófogantyút a terminál oldalára kell fordítani.
7. Ne nyissa ki az autokláv ajtaját, ha a nyomás magasabb, mint „6 KPa”.
8. Ne zárja túl az autokláv ajtaját, ha az ajtó kinyitásakor leforrázás keletkezik.
9. A tömítőgyűrű kisütése/beszerelése és a munka előtt kapcsolja ki az áramellátást forrázás esetén további kellő hűtés után kell elvégezni.
10. Ne húzza vagy ejtse le az autoklávot az autokláv áthelyezési időszak alatt.
11. A védőföldnek megbízhatónak kell lennie.
12. A berendezést a mágneses tértől távol kell használni.
13. A berendezés élettartamának vége, a helyi környezetvédelmi törvények és a előírások

Code	Display	Állapot	Állapot specifikáció
1	LD	Előkészítés/előmelegítés	a sterilizálási készenléti munkát a sterilizáló végzi
2	HEAT	Fűtési állapot	a sterilizátor növeli a hőt és a nyomást
3	VACUUM	Vákuum állapot	az autokláv elindítja az elő-vákuumot vagy a hármass vákuumot
4	UP	Nő a nyomás	a sterilizátor hőmérséklete és nyomása nőtt
5	STER	sterilizálási állapot	megjelenik a munkaidő és a visszaszámlálás
6	Dry	Szárítás	az autokláv szárítja az eszközöket a szobában
7	END	Work over	a folyamat befejeződik és az ajtó kinyitható
8	Show the malfunction code	Hibás működési állapot	mutatja a hibakódot