



Állatorvosi automatikus levegőmelegítő rendszer

01 Termék bemutatása

A WARMAIR az állatorvosi automatikus levegőmelegítő rendszer rövidítése. Öt tartományos hőmérséklet-szabályozó modul, belső tisztító- és fertőtlenítő modult, valamint meleglevegő-tisztító modult tartalmaz.

A WARMAIR tömlőn keresztül csatlakozik a melegítő légpárnához. A meleg levegőt a fő egységben állítják elő, majd a csövön keresztül juttatják be a levegő párnába. A megfelelő modellű melegítő levegő párnát a műtét során a házi kedvenc köré, fölé vagy alá helyezik. A meleg levegő egyenesen áramlik majd a kis lyukakon keresztül a házi kedvencre.




02 Alkalmazási terület

Az állatorvosi automatikus levegőmelegítő rendszer főként a hipotermia megelőzésére és kezelésére szolgál. Emellett, ha a környezeti feltételek hőmérséklet-csökkenést okozhatnak a beteg házi kedvenc testhőmérsékletében, a WARMAIR kényelmes hőmérsékletet biztosíthat számára. A WARMAIR alkalmas mind felnőtt, mind fiatal házi kedvencek számára.



Okos hőmérséklet-szabályozás



TOOTOO MEDITECH CO., LTD.

Cím: Office Room 607, Huate Commercial Building, NanLian Rd, Longgang District, ShenZhen City, China.

Tel: 86(755)2830 6385


Web: www.newtootoo.com



Warmair

VETERINARY AUTOMATIC AIR WARMING SYSTEM

Állatorvosi automatikus levegőmelegítő rendszer



Levegőpárna



Kórházi ketrec adapter



Tömlő + bőr tok

TOOTOO MEDITECH CO., LTD.

Cím: Office Room 607, Huate Commercial Building, NanLian Rd, Longgang District, ShenZhen City, China.

Tel: 86(755)2830 6385

Web: www.newtootoo.com