

# AUTOCLAVES

## AUTOCLAVE

B osztály

### SM 18 B

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Kapacitás</b>                             | 18 l                         |
| <b>Sterilizálási hőmérséklet</b>             | 121 °C / 134 °C              |
| <b>Víztartály</b>                            | Felülről nyitható víztartály |
| <b>Ajtózár</b>                               | Kettős vezérlésű             |
| <b>Nyomtató</b>                              | Adatrögzítő nyomtató         |
| <b>Szárítási eljárás</b>                     | Vákuumszárítás               |
| <b>Kijelző:</b>                              | LCD kijelző, angol - török   |
| <b>Tesztelés:</b>                            | Bowie-Dick és vákuumteszt    |
| <b>Biztonsági jellemzők:</b>                 |                              |
| Nyomásleeresztő szelep és                    |                              |
| Számítógépes diagnosztika riasztórendszerrel |                              |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Víztartály kapacitása</b>         | Desztillált víz: 3 l / használt víz: 2,5l                 |
| <b>Burkolat anyaga:</b>              | Rozsdamentes acél   |
| <b>Kamra anyaga</b>                  | Fényezett rozsdamentes acél tárolt zománcozott felülettel |
| <b>Áramellátás</b>                   | AC 190-240 V / 50-60 Hz                                   |
| <b>Teljesítmény</b>                  | 2000 W / 10 A   |
| <b>Eszköztálcák</b>                  | 3 tálca   |
| <b>Teljes méret (sz x ma x mély)</b> | 45 × 40 × 54 cm   |
| <b>Súly</b>                          | 43 kg   |

