

AUTOCLAVES

AUTOCLAVE SM23B

B-osztály

Kapacitás	23 l
Sterilizálási hőmérséklet	121 °C / 134 °C
Víztartály	Felülről nyitható víztartály
Ajtózár	Kettős vezérlésű
Nyomtató	Adatrögzítő nyomtató
Szárítási eljárás	Vákuumszárítás
Kijelző:	LCD kijelző, angol - török
Tesztelés:	Bowie-Dick és vákuumteszt

Biztonsági jellemzők:

Nyomáseszkentő szelep és számítógépes diagnosztika, beleértve a riasztórendszert

Víztartály kapacitása: Desztillált víz: 3 l / használt víz: 2,5l

Burkolat anyaga: Rozsdamentes acél

Kamra anyaga Fényezett rozsdamentes acél tárolt zománcozott felülettel

Áramellátás AC 190-240 V / 50-60 Hz

Teljesítmény 2000 W / 10 A

Eszköztálcák 3 tálcá

Teljes méret (sz x ma x mély) 45 × 40 × 67 cm

Súly 48 kg

