



DTS-180

Állati fogászati rendszer

Az állatok orális kezelésének egyszerűsítése

Különböző funkciókat biztosít az állatorvosok klinikai igényeihez, csiszolás, polírozás, vágás, tisztítás stb. számára.



Stabil kompresszor

- Tekercselt alumíniumötvözet hűtőborda.
- Független gázkör kialakítása és egyszerű működtetés
- Robbanásbiztos csöves túlnyomásos fűvőkák
- Levegőforrás: légnyomás: 0,8Mpa



Standard kézi darabok

AJ-T1

- Egyszeri permetezés
- Kerámia csapágy
- Nyomógombos típus
- Nyitott patron
- 4 lyukű turbina
- 134°C autoklávozható
- 320000-40000rpm nagyfrekvenciás skálázó fogantyú

AJ-S1

- Egy kanyarodó, alacsony sebességű kézi darab, egyenes fej opcióban
- 134°C autoklávozható
- Forgási sebesség: 20000rpm
- Légnyomás: 300-350kpa
- Atomizálás Levegő/víz nyomás: 200K
- CA Burs: 2.35mm