




Állatorvosi álló mérleg TTPS-3624



Termék részletek



KÖNNYŰ MÉRÉS

Különleges állatok számára készült. Nagy platform, könnyű mérés.



LED KIJELZŐ

Pontos mérés. Könnyű leolvasás.



CSÚSZÁSGÁTLÓ BORÍTÁS

Gondos tervezés, megakadályozza a leesést sima felületről.



ÁLLÍTHATÓ LÁBAK

Négy állítható láb kiváló stabilitást biztosít.

ÁLLÓ MÉRLEG

Egyszerű forma és kiváló részletek. 304-es rozsdamentes acélból készült, könnyen tisztítható.
LED kijelző kábellel (Bluetooth opcionális).
Csúszásmentes matrac.

TERMÉK PARAMETEREK

Termék	álló mérleg
Méret	60*100cm
Mérési tartomány	0.5kg-300kg
Pontosság	0.05-0.1KG
Tápegység	Működtethető AC adapterrel és elemmel is.