



# OXIGÉNKONCENTRÁTOR SOROZAT



## Előnyök



1. Segít a háziállatnak jobb oxigénellátást biztosítani és felgyorsítja a gyógyulást
2. Erősíti a szívet, csökkenti a szívrohamok kockázatát és segíti a szív- és érrendszer működését
3. Csökkenti a stresszt és megnyugtatja a szorongást, javítja az energiaszintet, az éberséget és a mozgásképességet





## ALKALMAZÁSI TERÜLET

### 1) Orvosi felhasználás

A koncentrátor által szolgáltatott orvosi oxigén előnyös a légzőszervi betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, a krónikus tüdőbetegségek, az agy- és érrendszeri betegségek, a krónikus tüdőtuberkulózis és egyéb oxigénhiányos tünetek stb. kezelésében.

### 2) Egészségügyi célokra

Kórházakban vagy otthon is használható a gyors és nagy koncentrációjú oxigénellátás biztosítására. Kényelmes, mobil és költséghatékony megoldást nyújt a koncentrált oxigénellátáshoz.





# MEDICAE OXYGEN KONCENTRÁTOR

MODELL: JAY-10



KÉT ÁRAMLÁS  
USA-ból importált  
párásító  
6 PSI nyomáscsökkentő



Innovatív „hűtési”  
technológia a készülék  
megbízhatóságának és  
élettartamának javítására



Nagy LCD kijelző  
24 óra\*365 nap folyamatos  
működés



## Opcionális

1. Porlasztó (porlasztás)
2. Alacsony tisztasági riasztás/alacsony áramlási riasztás
3. Magas hőmérséklet riasztás
4. Pulzoximéter
5. Karbantartási riasztás

## Műszaki adatok JAY-10

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áramlási sebesség    | 0,5–10 l                                                                                                                  |
| Tisztaság            | 93% (±3%)                                                                                                                 |
| Kimeneti nyomás      | 6–10 psi (0,04–0,07 MPa) 20 psi (0,14 MPa)                                                                                |
| Hangszint            | ≤50 dB                                                                                                                    |
| Teljesítményfelvétel | ≤880 W                                                                                                                    |
| LCD kijelző          | Kapcsolási idők, üzemi nyomás, aktuális működési idő, összesített működési idő, előre beállítható idő 10 perctől 40 óráig |
| Riasztás             | Áramkimaradás riasztás, Magas és alacsony nyomás riasztás, Alacsony oxigénkoncentráció riasztás                           |
| Nettó súly           | 27 kg                                                                                                                     |
| Méretek              | 365 x 375 x 600 mm                                                                                                        |

Cím: 2401, Unit 1, 3A, Phase II, Smart Home, No. 76, Baohe Avenue, Baolong Community, Baolong Street,  
Longgang District, Shenzhen, Guangdong, Kína

Tel.: +8675528306385

Email:info@newtootoo.com

Web: www.newtootoo.com