

KX5600 – Teljesen digitális B-mód ultrahangos készülék

Főbb jellemzők:

- **Súly:** A fő egység nettó súlya 4,5 kg – könnyen hordozható.
- **Akkumulátor:** Nagykapacitású lítium akkumulátor, több mint 200 perc működésre képes.
- **Tárhely:** A merevlemez bővíthető 4 GB-ig, max. 5000 kép végleges tárolására.

Humanized design (emberközeli kialakítás):

- Gyors, egygombos működés, egygombos nyomtatással.
- Egyedi CPU hőmérséklet-szabályozás: ha túl magas a hő, automatikusan kikapcsol.
- Forgatható LED panel a különböző szögekből történő optimális vizuális megjelenítéshez.
- Egygombos billentyűzet világítás, praktikus funkciógombok.

Szoftver funkciók:

- OB mérés és elemzés: 15 kulcsparaméter, AFI, magzat növekedési görbe, OB riport.
- GYN mérés és elemzés: általános nőgyógyászati mérések.
- Urológiai mérés és elemzés: urológiai riport.

Klinikai minőség:

- Nagy felbontás és teljes képernyős kijelző
- Állítható LED fényerő, kényelmes használat

Standard konfiguráció:

- Fő egység: 1 db
- 3,5 MHz-es multifrekvenciás konvex vizsgálófej