

KX5600E

Teljesen digitális ultrahangos diagnosztikai készülék

Szarvasmarha- és szarvasmarhafele állatok vizsgálatának szakertoje!

[ABRA: Borítolap. Bal felső részen a KAIXIN markalogo látható (vastagon szedett, fekete betűk). A kép jobb oldalán egy szarvasmarhatelep látható - tehencsordam egy istálló előtt -, alatta a sarga-fekete KX5600E készülék előlapja és a hozzá csatlakoztatott rektális szonda. Jobb alsó sarokban a KAIXIN / XUZHOU KAIXIN ELECTRONIC INSTRUMENT CO., LTD. felirat ismétlődik.]

KX5600E – Termékjellemzők

Teljesen digitális ultrahangos diagnosztikai készülék

[ABRA: A készülék előlapjának nézete. Sarga-fekete, robusztus kialakítású hordozható ultrahangkészülék. A ház közepén egy nagyméretű LCD-kepernyő helyezkedik el. A kepernyő jobb oldalán két sorban összesen nyolc szürke nyomógomb látható (funkciógombok). Alul egy zöld és egy szürke kisebb gomb (be-/kikapcsolás és egyéb funkciók). A készülék tetején két kerek csatlakozó látható. Az előlapon alul a KAIXIN felirat olvasható. A kép jobb oldalán egy kisebb részletfotó is szerepel, amelyen a készülék napvédő burkolattal (napernyő fedél) felszerelt állapota látható.]

Főbb tulajdonságok

- Vezeték nélküli monitorra csatlakoztatható
- Felhasználóbarát kezelés
- HD képalkotó technológia
- Egyszerű kezelés
- Nagy kapacitású akkumulátor

Praktikus ipari dizájn – állatorvosoknak és istálló-szakembereknek

[ABRA: Hat ikon sor a készülék főbb funkcióit jelképezi, balról jobbra: (1) Vonalzó ikon - Egygombos mérés; (2) Wi-Fi szimbólum - Wi-Fi adatvitel; (3) APP feliratú okostelefon ikon - Alkalmazás tablethez/telefonhoz; (4) Vízcsepp ikon - Vízálló kialakítás; (5) Érintőujj ikon - Egygombos mentés; (6) Monitor ikon - HD nagyméretű kijelző.]

- Egygombos mérés
- Wi-Fi adatátvitel
- Alkalmazás tablethez/telefonhoz (APP)
- Vízálló kialakítás
- Egygombos tárolás
- HD nagyméretű kijelző

Megjelenítési lehetőségek

[ABRA: Harom megjelenitesi mod ikonjai, harom sorban: (1) Wireless monitor - vezeték nélküli monitor ikon (feher teglalap); (2) Embedded monitor - beépített monitor ikon (kijelzot abrazolo piktogram racsos mintaval); (3) Goggles - VR/AR szemüveg ikon. Mindharem sor mellett jobb oldalan a felirat: Multi viewing devices (tobbfele megjelenitesi eszkoz).]

- Vezeték nélküli monitor
- Beépített monitor
- Szemüveg (goggles)

Kényelmes hordszój

[ABRA: Egy kek munkarubas személy viseli a keszuleket az egyvallas hordszijjal. A keszulek a has elott log, a szij a bal vallon van atvetve - ily mindket kez szabad marad hasznalat kozben.]

Rektális szondák

[ABRA: Ket rektalis szonda lathato egymas alatt: (1) felso kep - 6,5 MHz-es linearis rektalis szonda (hosszu, vekony, enyhen hajlitott vegu, fekete szinu, flexibilis kabelel); (2) also kep - 4,0 MHz-es konvex rektalis szonda (hasonlo felépités, eltero fejgeometria). A felso szonda mellett kis foton lathato a szonda vizbe merített állapotban, mellette a felirat: Vizallo - IPX7.]

- 6,5 MHz-es lineáris rektális szonda
- 4,0 MHz-es konvex rektális szonda
- Vízállóság: IPX7

Gyártói adatok

Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co., Ltd.

Cím: Kaixin Mansion, C-01, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, Kína

Irányítószám: 221004

Telefon: +86-516-87732932 / 87733758

Fax: +86-516-87732932 / 87792848

Weboldal: www.kxele.com

E-mail: info@kxele.com / service@kxele.com

Megjegyzés: A termék az élő tárgyat veszi alapul. A tényleges paraméterek előzetes értesítés nélkül változhatnak.