

Altatásindukciós kamra

Az altatógáz a kamrába áramlik, majd a csatlakoztatott gázszűrő patronba távozik. Állatműtétek előtti gyors altatásbevezetéshez készült: mindössze 2–5 percet vesz igénybe. Az állat állapota az inhalációs altatás alatt valós időben megfigyelhető.

- Átlátszó akril anyag: tartós, könnyen tisztítható, és jól látható benne az állat altatási állapota
- Felnyitható, megvastagított tetőfedél, kiváló tömítéssel
- Két csatlakozó ugyanazon az oldalon: altatógáz- és oxigénbemenet, valamint fűtőgáz-kimenet
- Szabályozható altatógáz-koncentráció
- Nincs altatógáz-szivárgás
- Gyors és egyenletes altatásbevezetés és ébredés, 2–5 percen belül elvégezhető
- A kamrában maradt fűtő altatógáz 9 másodperc alatt kiöblíthető oxigénnel

Applicable species: it can be used for mice,

Alkalmazható fajok: egér, patkány, nyúl, macska és egyéb, legfeljebb 7 kg testtömegű állatok

Modell	Faj	Méret (H×Sz×M)
TT-AIC100	Egér	26×16×19 cm
TT-AIC200	Patkány	24×26×15,5 cm
TT-AIC300	Nyúl / macska	45×24×16,5 cm

Ajánlott a TA-50V típusú, egzotikus állatokhoz készült lélegeztető- és altatógéppel együtt használni, amely az altatógázt – például izofluránt – közvetlenül a kamrába juttatja a műtét alatti altatás bevezetéséhez és fenntartásához. A lélegeztetőgép valós időben jeleníti meg az állat légzési értékeit (légúti nyomás, légzésszám és I:E arány), így a beavatkozás teljes ideje alatt biztosítható, hogy az állat biztonságosan, a megfelelő koncentrációjú altatógázt lélegezze be.