

[ÁBRA: A dokumentum fejléce. A bal oldalon a gyártó szóvédjegye: „KAI XIN”, sötétkék, dőlt, félkövér nagybetűkkel, alatta vékony kék vonallal aláhúzva. A logótól jobbra a cé adatok állnak, felül kínai, alatta latin betűs írással. A fejléc jobb felső sarkában négyzet alakú, fekete-fehér QR-kód látható.]

Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co., Ltd.

Kaixin Mansion, C-01, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu, Kína

Irányítószám: 221004

KX5600L

- az Ön ideális mindennapi munkatársa

[ÁBRA: Két termékfotó egymás mellett.

BAL OLDALI FOTÓ: a készülék ferdén, fekvő helyzetben, enyhén felülnézetből fényképezve. A ház sötétszürke; bal oldalán a fogantyúként szolgáló, ovális kivágású keret látható. A ház középső részén, két függőleges oszlopban zölden világító, kerek nyomógombok helyezkednek el (a kezelőbillentyűzet), tőlük jobbra a téglalap alakú, sötét kijelző. A készülék jobb oldalából két kábel indul ki: az egyik a kép bal alsó részén látható, fehér színű, lekerekített markolatú, konvex (íves) letapintófelületű ultrahangos vizsgálófejhez vezet, a másik a jobb szélén fut ki a képből.

JOBB OLDALI FOTÓ: egy kéz felülről fogja meg a készülék fogantyúját, a készülék álló helyzetben függ. Az előlapon felül, két vízszintes sorban zölden világító, kerek nyomógombok láthatók, alattuk a kijelző, amelyen szürkeárnyaltos, legyező alakú (konvex) ultrahangkép jelenik meg.]

Alkalmazási terület

Széles körben alkalmazható sertés, juh, kutya, macska és egyéb állatok vemhességének, termékenységének, valamint betegségeinek diagnosztizálására.

Jellemzők

- Nagy fényerő, nagy kontraszt, tág betekintési szög, napellenzővel a szabadtéri használathoz;
- A képernyőkép fel-le fordítható, így a készülék bal kézzel és jobb kézzel felváltva is használható;
- A hátszalonna-vastagság és a húsarány automatikus mérése – pontosan és egyszerűen;
- 8 különböző rácsforma teszi lehetővé a gyors becslést, ezzel időt takarítva meg;
- Vemhességi lista: a vemhességi adatok rögzítése a könnyű nyilvántartás érdekében.

Fő funkciók és műszaki paraméterek

1. Rendszerbeállítási funkciók:

- TV-szabvány beállítása: kettős TV-kimenet – PAL/NTSC;
- Energiatakarékos beállítások;
- Karakterfényerő beállítása: a karakterek fényereje a 160, 192, 224 és 255 értékek közül választható;
- Billentyűhang beállítása: 2 állapot (be, ki);
- Rácsbeállítás: 8 állapot;

2. Üzem módok: B, 2B, 4B, B/M, M;

3. Képfényerő- és kontrasztbeállítási funkció;

4. Közeltéri erősítés, távolféri erősítés, teljes erősítés és dinamikatartomány beállítási funkció:

- Intelligens TGC-szabályozás (mélységfüggő erősítésszabályozás): közeltér: 0 dB-től -31 dB-ig; távolfér: 0 dB-től 31 dB-ig;
- Erősítési tartomány: 0–127 dB;
- Dinamikus beállítási tartomány: 27–90 dB;

5. Mélységtartomány-választási funkció: 8 mélységtartomány; a maximálisan megjeleníthető mélység 200 mm;

6. Képkocka-korrelációs funkciók: 0, 1, 2, 3;

7. Képfeldolgozási funkció: 0, 1, 2, 3;

8. Élkiemelési funkció: 0, 1, 2, 3;

9. Részleges nagyítási és részleges színezési funkció;

10. A kép fel-le, illetve jobb-bal tükrözése: 180°;

11. Színválasztási funkció: 8 színes képmegjelenítés közötti váltás (beleértve a fekete-fehér képet is);

12. Szűrő: 2 típus;

13. Intelligens, állítható fókuszpozíció-funkció;

14. Automatikus hátszalonna-mérési funkció: megjeleníti a hátszalonna-skálát, amely megkönnyíti a hátszalonna-vastagság szemrevételezéses mérését;

15. Testjelölő funkció: összesen 38 testjelölő ábra, a vizsgálófej pozíciójának feltüntetésével;

16. Képtárolási funkció: egygombos képmentés; 420 kép tárolható tartósan;

17. Képkezelési funkciók: képek mentése, megnyitása, törlése és böngészése;

18. Filmhurok (cine loop): 246 képkocka;

19. Óra kijelzése, esetadatok rögzítése, képfeliratozási funkciók;

20. A vemhességi lista kezelése: a vemhességi lista mentése, megtekintése és törlése;

21. Távolság-, hátszalonna-, kerület-, terület-, térfogat-, meredekség-, szívfrekvencia- és ciklusidő-mérési funkciók;

22. Vemhességi mérési és számítási funkciók sertés, juh, kutya és macska esetében a vemhességi hét és a várható ellési időpont meghatározásához;

23. Vemhességi jegyzőkönyv funkció;

24. Az izomközi zsírtartalom mérési és számítási funkciója.

Egyéb paraméterek

- Vízállósági jellemző: IPX4;
- Nyelvek: kínai, angol, francia, orosz, spanyol, portugál, lengyel;
- Pásztázási mód: elektronikus konvex array;
- Akkumulátor: nagy kapacitású (5200 mAh) lítiumakkumulátor, amellyel a készülék körülbelül 5 órán át üzemeltethető;
- A készülék nettó tömege: 1,1 kg;
- A főegység mérete: 285 × 143 × 35 mm (hosszúság × szélesség × magasság).

Alapkiszerezés

- 1) Főegység: 1 db
- 2) 3,5 MHz-es konvex vizsgálófej: 1 db
- 3) Hálózati adapter: 1 db
- 4) Akkumulátor: 1 db
- 5) Bőrtok: 1 db
- 6) Zárható műanyag doboz: 1 db
- 7) Távvezérlő kapcsoló (távkioldó): 1 db
- 8) Napellenző: 1 db
- 9) Pánt: 1 db