

HC-12C Mikrohematokrit centrifuga

Műszaki adatlap és termékismertető

Jellemzők

- Erős műanyag ház fémfedéllel
- Pontos vérszettarány-mérés (hematokrit meghatározás)
- Kis mennyiségű vér vagy oldat szétválasztása
- Hematokrit-leolvasó skálával felszerelve
- LED-kijelző: fordulatszám és időzítő megjelenítése
- Hibakód-megjelenítés; fordulatszám felfelé és lefelé állítása
- Mechanikus ajtózárral és biztonsági kapcsolóval
- Fékező funkció és automatikus riasztás

Műszaki adatok

Modell	HC-12C
Max. fordulatszám	12 000 ford./perc
Max. RCF	15 300×g
Időzítő	0–99 perc
Rotor bef. képessége	Φ1,5 × 75 mm × 24 kapilláris cső
Feszültség	110 V / 60 Hz vagy 220 V / 50 Hz
Méret (készülék)	280 × 310 × 265 mm
Csomagolás mérete	340 × 350 × 330 mm
Bruttó / nettó tömeg	10 / 9 kg



A gyártó fenntartja a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatásának jogát.